



Máquinas de anestesia APUS



www.axcentmedical.com



APUS x1

Máquina de anestesia



Circuito de respiración aplicable en todos los campos

Materiales de metal y plástico esterilizables en autoclave

Adecuada para pacientes adultos, pediátricos y neonatales

Con estanqueidad estable a la presión

Observación de fuelles y válvulas

Sistema respiratorio con fuelles ascendentes o descendentes

Absorbedor fiable de CO₂

Absorbedor de CO₂ diseñado para el manejo con una mano.

Función de derivación para asegurar un funcionamiento suave.

Función de detección de cánister.

Material PPSU esterilizable en autoclave (hasta 134 °C)

Ventilador superior

Gas fresco, cumplimiento y compensación de fugas

VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC y modos de ventilación manual.

Función ACGO integrada para conectar un circuito abierto.



Cómoda estructura

Rieles guía de dos lados para monitor de pacientes, brazo de soporte y bomba de inyección. Material de acero inoxidable que resiste cualquier agente químico de esterilización. Equipado con luz led para iluminar la mesa de trabajo de gran tamaño.



APUS x1 Máquina de anestesia

Especificaciones

Pantalla	Pantalla TFT LCD de 8", 800 x 480 píxeles
Alimentación de gas	O ₂ , N ₂ O, AIRE
Anclaje de vaporizador	Tipo Selectatec® para dos vaporizadores
ACGO	Estándar
Flujómetro	Tipo mecánico, 6 tubos de flujo para 3 gases
Derivación de absorbedor	Estándar
Modos del ventilador	VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, manual/espontáneo
Volumen tidal	5 – 1500 ml
Frecuencia	4 – 100 rpm
Relación I:E	4:1 – 1:10
Control de presión	(PEEP + 5) – 70 cm de H ₂ O
Soporte de presión	(PEEP + 5) – 50 cm de H ₂ O
PEEP	OFF, 3 – 30 cm de H ₂ O
Disparador	Flujo y presión
Formas de onda	Presión-t, flujo-t
Bucle de espirometría	P-V, P-F, F-V, bucle de referencia
Cabeza de horquilla para cilindro	Opcional (O ₂ , N ₂ O)
Batería	Estándar: 120 min (1 batería de iones de litio, 4800 mAh); opcional: 240 min (2 baterías, 9600 mAh)
AGSS	Opcional
Tomas de corriente auxiliares	3
Cajones	2
Lámpara de lectura	Iluminación led incluida
Módulo de monitor de gas	Opcional (CO ₂ , AA)
Calentador de circuito de respiración	Estándar
Celda de O ₂	Química
Funciones opcionales	BIS, NMT, succión