



Máquinas de anestesia APUS



www.axcentmedical.com



APUS x2

Máquina de anestesia

Características

- Pantalla táctil TFT de 12,1"
- Interfaz de diseño fácil de utilizar
- Volumen tidal de 5-1500 ml
- Flujómetro semielectrónico
- Sistema circular compuesto de material metálico
- Función de derivación para cánister de cal sodada
- Modos de ventilación para adaptar en su totalidad a pacientes neonatales, pediátricos y adultos
- Circuito de respiración altamente integrado con calentador incorporado
- Función ACGO para manejar circuitos abiertos



Absorbedor fiable de CO₂

Absorbedor de CO₂ diseñado para el manejo con una mano

Función de derivación para asegurar un funcionamiento suave

Función de detección de cánister

Material PPSU esterilizable en autoclave (hasta 134 °C)

Cómoda estructura

Rieles guía de dos lados para monitor de pacientes, brazo de soporte y bomba de inyección. Material de acero inoxidable que resiste cualquier agente químico de esterilización.

Equipado con luz led para iluminar la mesa de trabajo de gran tamaño.



Circuito de respiración aplicable en todos los campos

Materiales de metal y plástico esterilizables en autoclave

Adecuada para pacientes adultos, pediátricos y neonatales

Con estanqueidad estable a la presión

Observación de fuelles y válvulas

Sistema respiratorio con fuelles ascendentes o descendentes

Ventilador superior

Gas fresco, cumplimiento y compensación de fugas

VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC y modos de ventilación manual.

Función ACGO integrada para conectar un circuito abierto.



APUS x2 Máquina de anestesia

Especificaciones

Pantalla	Pantalla TFT LCD de 12,1", 800 x 600 píxeles
Alimentación de gas	O ₂ , N ₂ O, AIRE
Anclaje de vaporizador	Tipo Selectatec® para dos vaporizadores
ACGO	Estándar
Flujómetro	Tipo semielectrónico, pantalla digital y virtual
Derivación de absorbedor	Estándar
Modos del ventilador	VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, manual/espontáneo
Volumen tidal	5 – 1500 ml
Frecuencia	4 – 100 rpm
Relación I:E	4:1 – 1:10
Control de presión	(PEEP + 5) – 70 cm de H ₂ O
Soporte de presión	(PEEP + 5) – 50 cm de H ₂ O
PEEP	OFF, 3 – 30 cm de H ₂ O
Disparador	Flujo y presión
Formas de onda	Presión-t, flujo-t, CO ₂ -t, configurable por el usuario
Bucle de espirometría	P-V, P-F, F-V, bucle de referencia
Cabeza de horquilla para cilindro	Opcional (O ₂ , N ₂ O)
Batería	Estándar: 120 min (1 batería de iones de litio, 4800 mAh); opcional: 240 min (2 baterías, 9600 mAh)
AGSS	Opcional
Tomas de corriente auxiliares	3
Cajones	2
Lámpara de lectura	Iluminación led incluida
Módulo de monitor de gas	Opcional (CO ₂ , AA)
Calentador de circuito de respiración	Estándar
Celda de O ₂	Química
Funciones opcionales	BIS, NMT, succión