



F2
Monitor Fetal

Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados a la innovación y relación alta calidad-precio. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Imágenes de Ultrasonido
- Diagnóstico *In-Vitro*
- Monitoreo de Paciente
- Pruebas Point-of-Care
- Veterinaria
- Obstetricia y Ginecología

Los profesionales de la salud alrededor del mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan, y de su excelente soporte al cliente.



Consultas para los EE.UU.:
EDAN Diagnostics, Inc. | 9833 Pacific Heights Blvd., Suite E/F
San Diego, CA 92121-4707 | +1.858.750.3066
www.edandiagnostics.com | edan-info@edandiagnostics.com

Consultas fuera de los EE.UU.:
Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Jinsha Community,
Kengzi Subdistrict, Pingshan District, Shenzhen | 518122 P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2019 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito. No todos los productos o características están disponibles en todos los territorios, póngase en contacto con Edan para disponibilidad local.



SPA-OB & GYN-F2-V2.4-20190104

F2

Monitor Fetal




F2

Monitor Fetal




Con su diseño elegante, pantalla plegable, y funcionalidad mejorada, el monitor fetal F2 se ocupará de las necesidades de los departamentos de obstetricia en clínicas y hospitales. El F2 es increíblemente ligero y portátil, lo que permite aplicarse el servicio ambulatorio. Con las últimas tecnologías de EDAN, F2 ofrece un amplio conjunto de parámetros de monitorización como FHR, TOCO, DECG, IUP y movimiento fetal.

Múltiples Modos de Visualización



Como se puede cambiar entre tres modos de visualización, el usuario puede elegir el más adecuado por su uso clínico.

Flujo de Trabajo Simple



Operación con una Perilla:

Utilizando únicamente la perilla, pueden realizar todas las configuraciones para personalizar la máquina según sus necesidades clínicas.

Operación con un Botón:

El botón de inicio se puede configurar para integrar la información del paciente y la impresión. Esto podría ayudar al médico a simplificar el flujo de trabajo y trabajar con un solo botón.

Sonda Impermeable FHR de 1 MHz



El uso de la sonda de 1MHz aumenta la penetración, y profundiza el rango de detección, lo que es significativo y positivo en la monitorización fetal; especialmente, para las mujeres embarazadas de mayor tamaño. Además, está comprobado que, a menor frecuencia de detección de sonda, se proporciona una mejor protección a los tejidos internos fetales.

Conveniente para llevar o transportar

- Compacto, portátil y ligero.
- Batería de iones de litio de larga duración para el servicio ambulatorio

Fácil de visualizar y operar

- Pantalla de 5,6 " plegable
- Visualización numérica y con forma de onda
- Flujo de trabajo simple con botones de silicona para su uso

Tecnología avanzada de detección de FHR

- Verificación de superposición de señales para diferenciar FHR de gemelos
- Indicador de calidad de señal FHR ayuda a optimizar la posición de la sonda

Opciones de impresión flexibles

- Impresora térmica integrada
- Imprima en papel con ancho de 150/152 mm
- Velocidad de impresión 1/2/3 cm/min en tiempo real
- Velocidad de impresión rápida de 15 mm/seg para historial de paciente

Poderosa Gestión de Datos

- 60 horas de memoria integrada para monitoreo continuo
- Red MFM-CNS para monitoreo remoto
- Software CNS Lite para gestión de datos en PC
- Puerto USB para ampliar la capacidad de almacenamiento

