



FTS-3

Sistema de Telemetría Fetal

Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Imágenes de Ultrasonido
- Diagnóstico In-Vitro
- Monitoreo de Paciente
- Pruebas Point-of-Care
- Veterinaria
- Obstetricia y Ginecología

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.



Edan Instruments, Inc. | No.15 Jinhui Rd., Comunidad Jinsha,
Subdistrito Kengzi, Distrito Pingshan, Shenzhen | 518122, P.R. China
+86.755.26898326 | www.edan.com.cn | info@edan.com.cn

© 2018 Edan Instruments, Inc. Todos los derechos reservados. Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Ninguna reproducción, copia o transmisión puede hacerse sin permiso escrito. No todos los productos o características están disponibles en todos los territorios, póngase en contacto con Edan para disponibilidad local.



ESP-OB & GYN-FTS-3-V2.3-20180110

FTS-3

Sistema de Telemetría Fetal



FTS-3

Sistema de Telemetría Fetal

El Sistema de Telemetría Fetal FTS-3 es una solución inalámbrica para el departamento de OB, ya que permite realizar un monitoreo sin interrupciones de cable. Con los parámetros múltiples disponibles, FTS-3 podría dar a los cuidadores obstétricos mucha confianza en el tratamiento de casos críticos, junto con la experiencia de monitoreo más flexible y cómoda para las madres.



El FTS-3 posee tecnología avanzada de comunicación que trae a madre futura una experiencia de parto más cómoda, ofreciendo la libertad de movimiento que permite cambiar la posición diferente del cuerpo para reducir el dolor de la contracción. Sin interferencia de los cables de transductores, el sistema de telemetría también ofrece al personal clínico una facilidad de uso. El FTS-3 es capaz de medir la frecuencia cardíaca fetal gemelar, las actividades uterinas, los movimientos fetales automáticos, la frecuencia cardíaca materna, así como el ECG fetal directo cuando hay una condición crítica de parto. Junto con la popularidad del servicio del parto en agua para mejorar la experiencia para las madres, el FTS-3 podría ser una buena opción al servir de seguimiento continuo subacuático fetal.

> Características

Diseño Fácil de Usar

- Pantalla OLED de doble color
- Coloque el transductor en cualquier ranura sin limitación
- Gran libertad de movimiento para el paciente

Varios Parámetros Disponibles

- Monitoreo de FHR de gemelos
- Monitoreo de actividad uterina
- Estándar AFM
- Medición de DECG/MECG inalámbrico opcional

Transductor de FHR de 12 cristales sensible e impermeable

- Rango de detección más amplio
- Más sensible a las señales débiles
- Transductor inalámbrico de IPX8 para el parto en agua


Fuente de alimentación

- Batería recargable como estándar para la estación base
- Batería recargable de larga duración para el transductor

> Pantalla dual OLED




La pantalla OLED dual indica los parámetros de monitorización, el canal de la estación base, el estado de la batería y la calidad de la señal del sensor.



El Primer Sistema de Telemetría Fetal Gemelar

Transductor impermeable de 12-Cristal y 1 MH



Nuestro transductor de ultrasonido de 12 cristales emplea tecnología avanzada exclusiva de EDAN, proporcionando una detección más amplia y una señal más homogénea, logrando así un mejor rendimiento para los monitores de cabecera que los transductores convencionales.