


Monitoreo con más posibilidades



Acerca de Edan

Edan es una compañía médica dedicada a mejorar la condición humana en todo el mundo al ofrecer productos médicos y servicios orientados al valor, innovadores y de alta calidad. Durante más de 20 años, Edan ha sido pionera en una comprehensiva línea de soluciones médicas que abordan una amplia gama de prácticas de atención médica, incluyendo:

- ECG de Diagnóstico
- Monitoreo de Paciente
- Obstetricia y Ginecología
- Imágenes de Ultrasonido
- Pruebas Point-of-Care
- Diagnóstico In-Vitro
- Veterinaria

Los profesionales de la salud en todo el mundo dependen de las innovadoras tecnologías médicas de Edan y de un excelente soporte al cliente.

Transforma su Forma de Trabajo

FTS-6

Sistema Central de Monitoreo



Monitoreo sin Fisuras, Cuidado de los Detalles

Son varios objetivos que dirigen este nuevo sistema de monitoreo centralizado: los cambios en la distribución del trabajo, la mejora del ambiente de trabajo, el uso eficiente del personal de enfermería y las actualizaciones del equipo de monitoreo. Prácticas de atención y flujos de trabajo tradicionales en el ambiente de la planta se realizan por medio de una enfermera quien visita a mujeres embarazadas ocasionalmente para revisar sus mediciones en el mismo lugar. En el ambiente de las clínicas, las mujeres embarazadas no suelen estar conectadas a ninguna tecnología que apoye la recopilación continua de datos de pacientes y alerta al personal de las tendencias adversas o eventos repentinos. FTS-6 establece el valor de la monitorización continua para ayudar al crecimiento del cuidado del paciente.



Bandeja giratoria de 360° para transductores proporciona la conveniencia completa al recoger y localizar el transductor, que permite la colocación libre de cada transductor inalámbrico.



Computador todo en uno con pantalla táctil proporciona una plataforma para el sistema de vigilancia software que funciona como un sistema de monitoreo central, así como una pantalla de monitoreo CTG con mensajes clínicos informativos.



Teclado extraíble está disponible para la entrada de datos y generación de informes



El diseño amplio permite un espacio adicional para accesorios e impresora externa



Del Cuidado Individual a la Gestión Centralizada del Paciente


Con el sistema central de monitoreo, la enfermera puede hacer un seguimiento de todos los pacientes en tiempo real, ahorrando el tiempo de verificación frecuente por la cabecera, de ahí liberarla de trabajos ocupados. Por formar parte del FTS-6, el potente sistema central de monitoreo no sólo le permite administrar todos los datos del paciente en tiempo real, sino que también puede grabar, analizar, guardar, imprimir y revisar los datos del paciente.




Visualización de información



Programa de análisis de NICHD



Función de edición de informes



Archivo de datos del paciente