



Soluciones en ventilación mecánica
para cuidados intensivos y transporte



www.axcentmedical.com



MUSCA x1

Ventilador portátil

Características

- Portátil y fácil de manejar
- Innovadora dirección guiada por voz
- Rango de volumen tidal: 100~1500 ml
- Opción Air Mix para 60 % de O₂
- 3 botones para ajustar los parámetros de forma flexible
- Pantalla TFT de la presión de la vía aérea y el modo de ventilación
- 3 modos de ventilación IPPV, control asistido y control manual
- Batería recargable de iones de litio con más de 10 horas de autonomía



Soluciones en ventilación mecánica para cuidados intensivos y transporte

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.

aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Coblenza
Alemania

Teléfono: +49 261 30 11 117

Fax: +49 261 30 11 111

Correo electrónico: info@axcentmedical.com

www.axcentmedical.com