



Soluciones en ventilación mecánica
para cuidados intensivos y transporte



www.axcentmedical.com



MUSCA x2

Ventilador de emergencia y transporte

Características

- Diseño compacto con un peso de 3,4 kg
- Pantalla táctil de color de 7" con función de bloqueo
- Formas de onda en tiempo real de la presión de la vía aérea y de EtCO₂
- Modo Smart CPR conforme a la normativa de la AHA
- Relación I:E: 1:9 hasta 9:1; rango de volumen tidal: 50-2500 ml
- 9 modos de ventilación: IPPV, V-AC, V-SIMV, P-AC, P-SIMV, CPAP, PCV, manual, CPR
- Válvula PEEP interna
- 40 % o 100 % para FiO₂
- Batería recargable de iones de litio con 6 horas de autonomía
- Analizador de EtCO₂ Mainstream opcional
- Alarma acústica y visual para múltiples parámetros
- Protección IPX4 contra salpicaduras de agua



Soluciones en ventilación mecánica para cuidados intensivos y transporte

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.

aXcent medical GmbH

Josef-Görres-Platz 2
56068 Coblenza
Alemania

Teléfono: +49 261 30 11 117

Fax: +49 261 30 11 111

Correo electrónico: info@axcentmedical.com

www.axcentmedical.com