


ergoselect 10 – Datos técnicos

Medidas



ergoselect 10 – Datos técnicos

Ergómetro reclinado		ergoselect 10		
Ajuste de la camilla (inclinación)	0 – 45°, sin escalonamiento, con control motor, a través de mando a distancia			
Ajuste de sillín	Sin escalonamiento, con motor, a través de mando a distancia			
Mando a distancia, cable/inalámbrico	● / ○			
Superficie de reposo	200 cm x 65 cm			
Altura (posición de camilla de exploración)	73 cm			
Material de acolchado	Fácil de cuidar, resistente al desgaste, antimicrobiano, antibacteriano según norma JIS Z 2801, resistente a desinfectantes, cumple la Ley de Productos Médicos (MPG) de Alemania conforme a DIN EN ISO 10993-5, -10			
Peso de paciente (máx.)	200 kg			
Unidad de mando				
Sistema de freno	Freno de Foucault controlado por ordenador			
Accionamiento	Tecnología especial de correas de varias etapas (sin deslizamiento, con bajo desgaste)			
Carga	Independiente de las revoluciones, 20 – 999 vatios			
Precisión	Según norma DIN VDE 0750-238			
Rango de revoluciones	30 – 130 rpm			
Unidad de mando	D (servicio)	M (solamente mando a distancia)	P (ergometría)	T (táctil en color)
Integrada/Separada sobre base de soporte	● / –	– / ○	– / ○	– / ○
Indicador, numérico	–	Carga, revoluciones, tiempo, presión arterial (LCD)		Pantalla en color de 7"
Indicador, gráfico (por ejemplo: curva de carga o de pulso)	–	–	–	●
Pantalla del paciente	–	Revoluciones con rango teórico, orientable		
Teclado	–	–	Teclado de membrana	Teclado táctil
Protocolos de ergometría				
Libre programación	–	–	10	10
Ajuste manual de carga	–	–	●	●
Protocolos de entrenamiento				
Libre programación	–	–	–	10
Pruebas de rendimiento predefinidas	–	–	–	3
Opciones de expansión				
Medición automática de la presión arterial	–	○	○	○
SpO2	–	–	○	○
Interfaces				
Digital (RS-232, USB)/Bluetooth/WLAN		● / ○ / ○		
Medidas y peso				
Ergómetro reclinado			Ergómetro reclinado con embalaje	
Longitud: 220 cm			Longitud: 230 cm	
Ancho:	90 cm (con piezas adicionales)		Ancho:	98 cm
Altura:	180 cm (máx.)		Altura:	110 cm
Peso:	aprox. 200 kg		Peso:	aprox. 218 kg
Otros				
Alimentación de corriente			100 – 240 V / 50 – 60 Hz / 200 VA máx.	

● Estándar ○ Opción